

介绍一种有效的家兔采血法

由于家兔耳缘静脉的血液先经耳尖部再流至耳根部，如果在耳缘静脉的耳尖部先经穿刺或割破而取血效果不理想时，就很难再于耳根部穿刺取血。因此我们认为，在耳缘静脉多次取血时，应从耳根部开始，逐渐移向耳尖部为宜。如以注射针头穿刺取血时，应从耳根部向耳尖方向插入耳静脉内。此外，为使血管扩张，

除了用照明灯或红外线灯泡照射加热外，于采血前也可擦拭二甲苯或乙醚等药品。如果血管充盈良好而欲暂时止血而不能止住时，可于伤口的棉球上再夹一静脉钳或纸夹，其止血效果比贴橡皮胶要好，在再次取血时也无影响。

（浙江省台州医院 杜有功）